



N2

The First Class



N2

The First Class

Fonctionnel et ergonomique
Accès à la zone de travail facile
Confortable pour le patient
Facilité d'assistance
Durabilité et fiabilité

Contenu	4 Type Mount
	6 Type Cart
	8 Type Cart (option complète)
	10 Options
	12 Couleurs d'assise
	13 Espace requis
	14 Equipements de série et options

Type Mount



Fauteuil

- ① Fauteuil hydraulique
- ② Dossier à coussin simple couche
- ③ Appui-tête à simple articulation
- ④ Accoudoir gauche
- ⑤ Siège à coussin simple couche

Unité

- ⑥ Corps de l'unité
- ⑦ Table Assistance(4 porte-instruments)
- ⑧ Crachoir (verre)
- ⑨ Boîte à mouchoirs intégrée
- ⑩ Indicateur d'eau froide/chaude (intérieur plus chaud)
- ⑪ Scialyrique
- ⑫ Lumière LED Luvis C300

Console

- ⑬ Plateau de soins
- ⑭ Plateau pour souris
- ⑮ Tablette optionnelle
- ⑯ Panneau de contrôle
- ⑰ Support d'instruments (5 supports)
- ⑱ Pédale de commande



Siège ergonomique inclinable

L'ensemble du fauteuil s'incline pour soutenir l'ensemble du corps et rendre l'expérience patient agréable.



Dossier étroit pour une accessibilité optimale

Le design du dossier allie confort pour le patient et accessibilité optimale pour les opérateurs.



Vous pouvez placer divers instruments sur ce large plateau selon vos traitements.



Console d'instruments pour l'Assistance

La console d'Assistance se déplace sur une large plage pour offrir suffisamment d'espace pour une assistance parfaite.

Ce plateau comporte
4 porte-instruments.
1 aspiration à haut débit
1 aspiration salivaire
Seringue à 3 voies
En option: Aspiration autonome



Type Cart



Fauteuil toute option Type Cart




Double scalytique ML100 (en option)

ML100 réduit l'interférence des ombres.
ML100A Standard prend en charge
30.000Lux.
La caméra ML100B prend en charge
jusqu'à 40.000Lux.

Moniteur 43"

Le moniteur TV 43" peut être installé
sur le chariot de type N2 afin d'améliorer
la compréhension et l'acceptation du
traitement par le patient.



Plateau d'instruments / de chirurgie (en option)

Le plateau d'instruments
optionnel permet de
disposer d'un espace
supplémentaire pour
accueillir tous les
instruments nécessaires
à vos procédures
chirurgicales.

2e Assistant / Aspiration autonome (en option)

Cet outil permet une aspiration mains libres, ce
qui peut être très utile pour libérer les mains
pendant les traitements,
ou même lorsque
l'on travaille seul.




Options

 <p>Tabouret praticien (inclus)</p>	 <p>Tabouret Assistant</p>	 <p>Tabouret praticien ergonomique fonctionnel</p>	 <p>Tabouret Assistant ergonomique</p>
<p>Dossier simple couche</p> 	<p>Dossier double couche</p> 	 <p>Appui-tête standard</p>	 <p>Appui-tête à double articulation</p>
<p>Appui-tête L'appui-tête à simple articulation peut être transformé gratuitement en appui-tête à double articulation.</p>			

 <p>Double scalytique ML 100B (caméra incluse)</p>	 <p>Double scalytique 100A (sans caméra)</p>	 <p>Eau distillée</p>
<p>4 couleurs différentes pour le panneau de commande</p>		<p>Le plateau secondaire peut être transformé en plateau pour Cart</p>
		
		


Couleurs



Pour plus d'informations:
www.imegagen.com



Espace au sol



Equipements de série et options

Eléments	N°	Unité N2 standard - Type Mount	
Fauteuil	1	Base du fauteuil	Inclus
	2	Coussin à couche unique	Inclus
	3	Choix de l'appui-tête à simple ou double articulation	Inclus
	4	Accoudoir gauche	Inclus
	5	Accoudoir droit	En option
	6	Siège à double coussin	En option
	7	Appui-tête à double articulation (mise à niveau gratuite)	En option
Unité	8	Unité	Inclus
	9	Bras pour moniteur 24"	Inclus
	10	Ensemble de tables d'appoint Dbovine 5 types	Inclus
	11	Table Assistance	Inclus
	12	Réchauffeur	Inclus
	13	Crachoir Verre	Inclus
	14	4supports plateau Assistance - 1 EA x SVE (Aspiration salivaire), 1EA x HVE (Aspiration à haut débit), seringue à 3 voies, 1 vide	Inclus
	15	Eau propre (bouteille d'eau distillée)	En option
	16	2ème Assistance (Aspiration supplémentaire)	En option
	17	Aspiration de l'air	En option
Console	18	Jeu de vannes de crachoir et de vannes de sélection (jeu de vannes de crachoir et de vannes d'aspiration)	En option
	19	Plateau de traitement	Inclus
	20	5 supports pièces à main Tuyau inclus - Pièce à main non incluse	Inclus
	21	Seringue à 3 voies sur plateau de traitement	Inclus
	22	Type chariot ou type bras (à choisir)	Inclus
	23	Plateau pour souris	Inclus
	24	Panneau en plastique transparent	En option
	Pièces à main	25	Grande vitesse 1 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-98L+RQ-24
26		Grande vitesse 1 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-97L+RQ-24	En option
27		Grande vitesse 2 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-98L+RQ-24	En option
28		Grande vitesse 2 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-97L+RQ-24	En option
29		Basse vitesse 1 : Ensemble W&H (AM-25E Air Motor+HE-43 Contra+WE-56 Straight)	En option
30		Moteur électrique à basse vitesse 1:Micro NX Set Optic	En option
Lumière	31	Dmetec Scaler - Compact S	En option
	32	Scyalitique Luvis LED Light C300	Inclus
	33	Scyalitique double 100A (version sans caméra ; retirer la lampe LED C300) <small>Scyalitique double ML100A supportant 30.000Lux, scyalitique double ML100B avec caméra supportant 40.000Lux</small>	En option
Tabouret	34	Tabouret de médecin	Inclus
	35	Tabouret d'assistant	En option
	36	Tabouret de médecin ergonomique	En option
	37	Tabouret d'assistant ergonomique	En option
	38	Pédale de commande	Inclus

Eléments	N°	Unité N2 standard - Type Cart	
Fauteuil	1	Base du fauteuil	Inclus
	2	Coussin à couche unique	Inclus
	3	Choix de l'appui-tête à simple ou double articulation	Inclus
	4	Accoudoir gauche	Inclus
	5	Accoudoir droit	En option
	6	Siège à double coussin	En option
	7	Appui-tête à double articulation (mise à niveau gratuite)	En option
Unité	8	Unité	Inclus
	9	Bras pour moniteur 43"	Inclus
	10	Ensemble de tables d'appoint Dbovine 5 types	Inclus
	11	Table Assistance	Inclus
	12	Réchauffeur	Inclus
	13	Crachoir Verre	Inclus
	14	4supports plateau Assistance - 1 EA x SVE (Aspiration salivaire), 1EA x HVE (Aspiration à haut débit), seringue à 3 voies, 1 vide	Inclus
	15	Table d'opération/instrument - Non disponible sur le type de montage	En option
	16	Eau propre (bouteille d'eau distillée)	En option
	17	2ème Assistance (Aspiration supplémentaire)	En option
Console	18	Aspiration de l'air	En option
	19	Jeu de vannes de crachoir et de vannes de sélection (jeu de vannes de crachoir et de vannes d'aspiration)	En option
	20	Plateau de traitement	Inclus
	21	5 supports pièces à main Tuyau inclus - Pièce à main non incluse	Inclus
	22	Seringue à 3 voies sur plateau de traitement	Inclus
	23	Type chariot ou type bras (à choisir)	Inclus
	24	Plateau pour souris	Inclus
	25	Panneau en plastique transparent	En option
Pièces à main	26	Grande vitesse 1 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-98L+RQ-24	En option
	27	Grande vitesse 1 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-97L+RQ-24	En option
	28	Grande vitesse 2 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-98L+RQ-24	En option
	29	Grande vitesse 2 : couplage W&H Synea Fusion Optic TG-97L+RQ-24	En option
	30	Basse vitesse 1 : Ensemble W&H (AM-25E Air Motor+HE-43 Contra+WE-56 Straight)	En option
	31	Moteur électrique à basse vitesse 1:Micro NX Set Optic	En option
Lumière	32	Dmetec Scaler - Compact S	En option
	33	Scyalitique Luvis LED Light C300	Inclus
	34	Scyalitique double 100A (version sans caméra ; retirer la lampe LED C300) <small>Scyalitique double ML100A supportant 30.000Lux, scyalitique double ML100B avec caméra supportant 40.000Lux</small>	En option
Tabouret	35	Tabouret de médecin	Inclus
	36	Tabouret d'assistant	En option
	37	Tabouret de médecin ergonomique	En option
	38	Tabouret d'assistant ergonomique	En option
	39	Pédale de commande	Inclus

N2
The First Class



Siège social France:

MegaGen France
4 rue de la Foucotte
54000 Nancy
Tél. +33 4 84 80 00 60

Centre logistique:

MegaGen F.D. GmbH
Sickingenstrasse 39
69126 Heidelberg

