

Solution pour former un profil d'émergence idéal et esthétique pour chaque morphologie de dent

Vis de cicatrisation anatomique™

- Préparation des collets pour un résultat esthétique optimal
- 5 formes anatomiques différentes
- Meilleur support gingival
- Facilite la réalisation du pilier et de la prothèse définitifs personnalisés pour le patient

Préparation optimale du profil des tissus mous

- 5 différentes formes : incisive, canine, pré-molaire, molaire et spéciale
- Gagnez du temps, économisez de l'argent, produits prêts à l'emploi



Optimisation esthétique des cas implantaires

Chaque forme de vis intègre les dimensions mésio-distale et vestibulo-linguale avec des tailles différentes. Pour une même forme anatomique il existe 3 hauteurs de vis différentes



Facilite la réalisation des piliers personnalisés

La préservation de la forme naturelle de la gencive à l'aide du pilier de cicatrisation anatomique facilite la réalisation du pilier et de la prothèse définitifs personnalisés par le patient



Cas clinique

Avec l'autorisation du Dr Sam Ouardolor

Cas 1.




Cas 2.



Vis de cicatrisation anatomique™

Coffret par hauteur de vis



2022BROCHVCAMAT-FR

Références

Système	Hauteur (mm)	Type	Ref.c
ANYRIDGE® by MEGAGEN	4	Hex	C-AHAR04HP
		Non-Hex	C-AHAR04NP
	5	Hex	C-AHAR05HP
		Non-Hex	C-AHAR05NP
	7	Hex	C-AHAR07HP
		Non-Hex	C-AHAR07NP



Incisive				
MD (mm)	4.0	4.5	6.0	7.0
LL (mm)	5.0	4.5	5.0	6.0
Position No.	I1	I2	I3	I4



Canine	
MD (mm)	5.0
LB (mm)	5.5
Position No.	C1



Pré-molaire		
MD (mm)	4.5	5.0
LB (mm)	6.0	7.0
Position No.	P1	P2



Molaire									
MD (mm)	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0
LB (mm)	7.0	8.0	9.0	8.0	9.0	10.0	9.0	10.0	10.0
Position No.	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	



Spéciale											
MD (mm)	4.5	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0
LB (mm)	6.0	6.5	7.0	7.0	8.0	9.0	8.0	9.0	10.0	9.0	10.0
Position No.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11